

HUMER užgulusiai nosiai – 100% jūros vandens, nosies purškalas.

Kada reikia naudoti priemonę HUMER užgulusiai nosiai?

HUMER užgulusiai nosiai naudojamas atkimšti nosį esant peršalimui, sinusitui, alerginiam rinitui, nuo 3 mėnesių amžiaus.

Jūros vandenyje natūraliai gausu mineralinių druskų ir mikroelementų (kalio, natrio, kalcio, silicio, geležies, cinko, magnio).

Sudėtis

100 % neskiesto jūros vandens. HUMER užgulusiai nosiai – sterilus hipertoninis tirpalas be konservantų.

Savybės

Hipertoninis tirpalas HUMER užgulusiai nosiai mažina nosies gleivinės paburkimą, palengvina tiršto sekreto nutekėjimą bei padeda lengviau pašalinti virusus ir alergenų, apsaugoti nuo infekcijų.

Priemonė yra puikiai toleruojama dėl natūralios sudėties ir švelnios difuzijos mikrolašeliais.

HUMER užgulusiai nosiai antgalis turi apsauginį žiedą patogesniai ir saugesniai naudojimui.

Naudojimas

1–2 įpurškimai į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per dieną kūdikiams ir vaikams nuo 3 mėnesių (žr. naudojimo būdą kitoje pusėje).

1–3 įpurškimai į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per dieną suaugusiems ir vaikams nuo 15 metų (žr. naudojimo būdą kitoje pusėje).

Atsargumo priemonės

Nenaudokite priemonės HUMER užgulusiai nosiai – 100% jūros vandens jaunesniems nei 3 mėnesių amžiaus kūdikiams. Tuo pačiu HUMER užgulusiai nosiai flakonu neturėtų naudotis keli asmenys. Po kiekvienos procedūros antgalį nuplaukite karštu vandeniu. Flakoną su uždėtu antgaliu laikykite pakuočiame.

Jei nosies gleivinė yra labai suerzinta, naudodami purškalą galite justti perštėjimą.

Jeigu būklė negerėja ir simptomai nepranyksta (nepranyko tirštas ir pakitusios spalvos sekretas) arba būklė pablogėja (atsiranda skausmas, karščiavimas), kreipkitės į gydytoją ar vaistininką. Neišmeskite flakono su buitinėmis atliekomis. Paisykite ant flakono nurodytos tinkamumo naudoti pabaigos datos.

Įspėjimai. Slėginis indas, kaitinant gali sprogti. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, įkaitusių paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ar kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje. Nebadyti ir nedeginti net tuščio. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Išstumiančios inertinės, nedegios ir su tirpalu sąlyčio neturinčios dujos: azotas.

Naudojimo būdas

KŪDIKIAMS

Kūdikį paguldykite, galvą palenkite į šoną. Atsargiai įkiškite flakono antgalį į aukščiau esančią nosies landą iki apsauginio žiedo. Purškite 2–3 sekundes.

Palenkę galvą į kitą šoną, pakartokite veiksmus kitai nosies landai.

Pakelkite vaiko galvą, kad sekretas ištekėtų. Nušluostykite nosine.

Niekuomet neplaukite nosies, kuomet vaiko galva atlošta, kad skystis nepatektų į gerklę.

VAIKAMS/SUAUGUSIEMS

Jei vaikas/suaugęs gali sėdėti ir (arba) stovėti, pasirinkite patogiausią padėtį.

Palenkite galvą į šoną, atsargiai įkiškite antgalį į nosies landą ir purškite 2–3 sekundes.

Palenkę galvą į kitą šoną, pakartokite veiksmus kitai nosies landai. Išpūskite nosį.

CE žymėjimo data: 2017 – Paskutinio peržiūrėjimo data: 2017-10

LT Platintojas: UAB „Miečys“, Masiuliškių g. 15, Sutkūnai, Šiaulių raj., LT-76104, tel. 8 800 12 345, www.miecys.lt